



2000990100

ACIDO INDOL-3 BUTIRICO Purísimo



$C_{12}H_{13}NO_2$ | CAS [133-32-4] | NC 2933.99.99.900 | EINECS 205-101-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido 4-(3-Indolil) Butírico, IBA

Fórmula de Hill: $C_{12}H_{13}NO_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 203,24

Temperatura de Almacenaje: Temp. Almacenaje: 2-8°C

Solubilidad:: Poco soluble en agua. Soluble en alcohol.

Punto de Fusión:: 125°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P301 + P310, P261, P305 + P351 + P338

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H301, H315, H319, H335

Tóxico en caso de ingestión.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000990102	10 g	Vidrio	En stock
2000990103	25 g	Vidrio	En stock
2000990106	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino blanco a beige
Título	? 98,0%
Punto de fusión	120-125°C
Agua	máx. 0,50%