



2000990300

TIMOLFTALEINA p.a. (A.C.S.)



$C_{28}H_{30}O_4$ | CAS [125-20-2] | NC 2932.29.80 | EINECS 204-729-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{28}H_{30}O_4$

Usos Analíticos: Indicador ácido-base.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 430,55

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Insoluble.

Punto de Fusión:: 253°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/timolftaleina-p-a-a-c-s-9903-1eeg6/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000990302	10 g	Vidrio	En stock
2000990305	100 g	PEAD	En stock
2000990303	25 g	Vidrio	En stock
2000990301	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Claridad de la solución	Cumple
pH 8,8	Incoloro
pH 10,5	Azul