



2000990500

POTASIO ACETATO p.a. (A.C.S.)



CH₃COOK | CAS [127-08-2] | NC 2915.29.00 | EINECS 204-822-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Acético Sal Potásica

Fórmula de Hill: CH₃COOK

Usos Analíticos: Buffers.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 98,15

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 253 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión: 290°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/potasio-acetato-p-a-a-c-s-9905-5ia9n/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000990508	1 000 g	PEAD	En stock
2000990505	100 g	PEAD	En stock
2000990506	250 g	PEAD	En stock
2000990507	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
pH sol.(5%) a 25°C	6,5-9,0
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,003%
Fosfato (PO ₄)	0,001%
Sulfato (SO ₄)	0,002%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm
Calcio (Ca)	0,005%
Magnesio (Mg)	0,002%
Sodio (Na)	0,03%