



2000990600

POLIETILENGLICOL 6000 Purísimo



$HO(C_2H_4O)_nH$ | CAS [25322-68-3] | NC 3907.20.11 | EINECS 203-473-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Carbowax, Macrogol, PEG

Fórmula de Hill: $HO(C_2H_4O)_nH$

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 550 g/L a 20 °C.

Punto de Fusión: 56-61°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/polietilenglicol-6000-purismo-9906-dfbql/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000990608	1 000 g	PEAD	En stock
2000990607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Escamas blancas
Peso molecular	5400-6600
Identificación	Cumple
Solubilidad en agua	Cumple
Apariencia de la solución	Cumple
pH sol.(5%) a 25°C	4,5-7,5