



2000990700

ESTRONCIO CLORURO 6-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ | CAS [10025-70-4] | NC 2827.39.80 | EINECS 233-971-6



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Para preparar soluciones estándar de estroncio.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 266,62

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 198 g en 100 mL a 40 °C.

Punto de Fusión: 61°C, cuando se calienta rápidamente.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P305 + P351 + P338

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H318

Nocivo por ingestión Provoca lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000990708	1 000 g	PEAD	En stock
2000990705	100 g	PEAD	En stock
2000990706	250 g	PEAD	En stock
2000990707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	99,0-103,0%
pH sol.(5%) a 25°C	5,0-7,0
Materia insoluble	0,005%
Sulfato (SO4)	0,001%
Bario (Ba)	0,05%
Calcio (Ca)	0,05%
Magnesio (Mg)	2 ppm
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm