



2000990900

SODIO FOSFATO TRIBASICO (Anhidro) p.a.



Na_3PO_4 | CAS [7601-54-9] | NC 2835.22.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio Fosfato terciario, tri-Sodio Fosfato

Fórmula de Hill: Na_3PO_4

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 163,94

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión: 75°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-fosfato-tribasico-anhidro-p-a-9909-4dk01/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P302 + P352, P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000990908	1 000 g	PEAD	En stock
2000990906	250 g	PEAD	En stock
2000990907	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 95,0%
Identificación	Cumple
pH (1% en agua) a 25°C	11,5-12,5
Materia insoluble	0,2%
Cloruro (Cl)	0,002%
Hierro (Fe)	0,001%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Pérdida por ignición	3,0%