



2000991100

POTASIO CITRATO 1-Hidrato p.a.



$C_6H_5K_3O_7 \cdot H_2O$  | CAS [6100-05-6] | NC 2918.15.00 | EINECS 212-755-5

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Acido Cítrico Sal Tripotásica, Acido 2-Hidroxi-1,2,3-Propanotricarboxílico Sal Potásica, Potasio Citrato

**Fórmula de Hill:**  $C_6H_5K_3O_7 \cdot H_2O$

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 324,42

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** 640 g/L a 25°C

**Punto de Fusión:** > 180°C, eliminación del agua de cristalización

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2100991108 | 1 000 g      | PEAD            | En stock       |
| 2000991110 | 10 kg        | Cuñete + PE     | En stock       |
| 2000991106 | 250 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000991107 | 500 g        | PEAD            | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                        | Especificación |
|---------------------------------|----------------|
| Aspecto                         | Sólido blanco  |
| Apariencia de la solución       | Cumple         |
| Identificación                  | Cumple         |
| Acidez o alcalinidad            | Cumple         |
| Título                          | 99,0-100,5%    |
| Pérdida por secado a 180°C/ 4 h | 3,0-6,0%       |
| Cloruro (Cl)                    | 50 ppm         |
| Sulfato (SO4)                   | 150 ppm        |