



2000991300

SODIO HIPOFOSFITO 1-Hidrato p.a.



$\text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ | CAS [10039-56-2] | NC 2835.10.00 | EINECS 231-669-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio Fosfinato 1-hidrato

Fórmula de Hill: $\text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 105,99

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 1100 g/L a 20 °C.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000991308	1 000 g	PEAD	En stock
2000991306	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	97,0-103,0%
Sulfato (SO_4)	0,02%
Cloruro (Cl)	0,02%
Metales pesados	0,001%
Hierro (Fe)	0,001%