



2000991400

ACIDO PIRUVICO SAL SODICA Purísimo



$C_3H_3NaO_3$ | CAS [113-24-6] | NC 2918.30.00 | EINECS 204-024-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido alfa-oxo-propiónico, Sodio Piruvato, Sodio a-Cetopropionato, Sodio Acetilformiato, Sodio 2-Oxopropanoato

Fórmula de Hill: $C_3H_3NaO_3$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 110,05

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Inodoro.

Solubilidad Acuosa:: Soluble.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000991405	100 g	PEAD	En stock
2000991403	25 g	Vidrio	En stock
2000991406	250 g	PEAD	En stock
2000991407	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a blanco apagado
Título	? 98,0%
Solubilidad en agua	Cumple
Pérdida por secado a 105°C	máx. 0,5%