



2000991500

POTASIO FLUORURO p.a.



KF | CAS [7789-23-3] | NC 2826.19.00 | EINECS 232-151-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: KF

Usos Analíticos: Agente complejante; fluoración de compuestos orgánicos.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 58,10

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 96 g en 100 mL a 21 °C.

Punto de Fusión: 855°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P302 + P352, P304 + P340, P309 + P310

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H301 + H311 + H331

Tóxico si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000991508	1 000 g	PEAD	En stock
2000991505	100 g	PEAD	En stock
2000991506	250 g	PEAD	En stock
2000991507	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
Cloruro (Cl)	0,05%
Acido titulable	0,03 meq/g
Base titulable	0,01 meq/g
Potasio fluosilicato	0,1%
Sulfato (SO4)	0,005%
Hierro (Fe)	0,005%