



2000991900

ACIDO TANICO p.a.



$C_{76}H_{52}O_{46}$ | CAS [1401-55-4] | NC 3201.90.90 | EINECS 215-753-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido quercitanico, Acido digálico, Acido galotánico, Galotanino, Pentadigalilglucosamácido, Tanino

Fórmula de Hill: $C_{76}H_{52}O_{46}$

Usos Analíticos: Agente clarificante; Para control de pH.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 1701,20

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Inodoro.

Solubilidad Acuosa:: 1 g se disuelve en 0,35 g

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-tanico-p-a-1bpal/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000991905	100 g	PEAD	En stock
2000991906	250 g	PEAD	En stock
2000991904	50 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco apagado a beige
Identificación	Cumple
Azucares, dextrosa	Cumple
Pérdida por secado a 105°C	12,0%
Residuo después de ignición	0,5%
Metales pesados	0,003%