



2000992000

DIMETILSULFOXIDO p.a.



C_2H_6OS | CAS [67-68-5] | NC 2930.90.85 | EINECS 200-664-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: DMSO, Metilsulfoxido, Sulfoxido de dimetilo, Sulfinilbismetano

Fórmula de Hill: C_2H_6OS

Usos Analíticos: Solvente. Para determinación de impurezas volátiles orgánicas.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 78,13

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Muy Soluble.

Punto de Ebullición:: 188-190°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/dimetilsulfoxido-dmso-p-a-9920-syiw1/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000992008	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000992007	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	≥ 99,0%
Densidad (20°C)	1,100-1,102
Residuo después de evaporación	0,01%
Acido titulable	0,001 meq/g
Agua	0,20%

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
400 nm	Abs. ≤ 0,01
350 nm	Abs. ≤ 0,01
330 nm	Abs. ≤ 0,02
310 nm	Abs. ≤ 0,06
290 nm	Abs. ≤ 0,18
270 nm	Abs. ≤ 0,40