



2000992300

BENZALCONIO CLORURO Solución 80%



--- | CAS [63449-41-2] | NC 3402.12.00 | EINECS 264-151-6

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Alquilbencildimetilamonio Cloruro, Benirol, BTC, Cloruro de alquildimetilbencil-amonio, Cloruro de zefiran, Germitol

## DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad::** Muy soluble en agua, alcohol, acetona; ligeramente soluble en benceno, casi insoluble en éter.

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**   

**Consejos de Precaución:** P273, P280, P305 + P351 + P338, P309 + P310, P301 + P330 + P331

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico EN CASO DE

INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

**Declaraciones de Peligro:** H302, H314, H400

Nocivo por ingestión Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000992308 | 1 000 mL     | Vidrio          | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                       | Especificación                 |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Aspecto                        | Líquido cristalino amarillento |
| Identificación                 | Cumple                         |
| Concentración (Materia Activa) | 79,0-81,0%                     |
| pH a 25°C                      | 6,5-8,5                        |
| Residuo después de ignición    | máx. 0,1%                      |