



2000992400

REACTIVO DE NESSLER



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: di-Potasio tetra-Yodomercuriato(II), Potasio Tetrayodomercuriato(II)

Usos Analíticos: Para la determinación de Nitrógeno (amoniaco).

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/reactivo-de-nessler-9924-ra4y3/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P260, P264, P273, P280, P284, P301 + P310

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Lavar se ... concienzudamente tras la manipulación.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Llevar equipo de protección respiratoria.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H290, H300+H310+H330, H314, H373, H410

Puede ser corrosivo para los metales.

Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000992405	100 mL	Vidrio	En stock
2000992406	250 mL	Vidrio	En stock
2000992407	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro levemente amarillento
Sensibilidad determinación nitrógeno amoniaco	Cumple
Densidad (20°C)	1,150-1,300