



2000992600

HIDROQUINONA Solución 0,5% P/V



--- | --- | --- | EINECS 204-617-8

## DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P262, P280, P332 + P313

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

**Declaraciones de Peligro:** H315

Provoca irritación cutánea.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000992607 | 500 mL       | PEAD            | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis      | Especificación |
|---------------|----------------|
| Aspecto       | Líquido claro  |
| Concentración | 0,50% ± 0,01   |