



2000992700

SODIO ACETATO Solución al 34% P/V



--- | --- | --- | EINECS 204-823-8

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Líquido incoloro.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000992708	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Concentración (como Sodio Acetato 3-H ₂ O)	34,0% ± 0,5
Densidad (20°C)	1,100-1,120