



2000993700

SODIO SUCCINATO 6-Hidrato p.a.



$C_4H_4Na_2O_4 \cdot 6H_2O$ | CAS [6106-21-4] | NC 2917.19.90 | EINECS 205-778-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Succínico Sal Disódica, Acido Butanodioico Sal Disódica, di-Sodio Succinato

Fórmula de Hill: $C_4H_4Na_2O_4 \cdot 6H_2O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 270,15

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000993706	250 g	PEAD	En stock
2000993707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 98,0%
pH sol.(5%) a 25°C	6,0-9,0
Pérdida por secado	39,0-41,0%
Sulfato (SO ₄)	0,005%
Hierro (Fe)	0,0005%
Cloruro (Cl)	0,001%
Metales pesados	0,0005%