



2000993900

ANTRONA p.a. (A.C.S.)



$C_{14}H_{10}O$ | CAS [90-44-8] | NC 2914.39.00 | EINECS 201-994-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 9(10H)-Antracenona, Carbotrona, 9-10-Dihidro-9-Oxoantraceno

Fórmula de Hill: $C_{14}H_{10}O$

Usos Analíticos: Reactivo en análisis. Determinación colorimétrica de hidratos de carbono, azúcar y almidón de animal.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 194,23

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Insoluble.

Punto de Fusión:: 153-159°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000993902	10 g	Vidrio	En stock
2000993903	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido amarillo pálido
Punto de fusión	153-159°C
Sensibilidad a carbohidratos	Cumple
Absorbancia de la solución reactiva	Cumple
Solubilidad en etilo acetato	Cumple