



2000994000

ACIDO CROMOTROPICO SAL DISODICA 2-Hidrato p.a. (A.C.S.)



$C_{10}H_6Na_2O_8S_2 \cdot 2H_2O$  | CAS [5808-22-0] | NC 2908.19.00 | EINECS 204-972-9

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Acido 4,5-Dihidroxinaftaleno-2,7-Disulfónico Sal Disódica

**Fórmula de Hill:**  $C_{10}H_6Na_2O_8S_2 \cdot 2H_2O$

**Usos Analíticos:** Para determinación de nitratos y formaldehído.

**Bibliografía:** A.C.S. Edición 10th Ed.

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 400,29

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** Muy soluble.

**Punto de Fusión:** 300°C

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

**Declaraciones de Peligro:** H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000994005 | 100 g        | Vidrio          | En stock       |
| 2000994003 | 25 g         | Vidrio          | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                     | Especificación                |
|------------------------------|-------------------------------|
| Aspecto                      | Polvo blanco a beige o marrón |
| Claridad de la solución      | Cumple                        |
| Sensibilidad al nitrato      | Cumple                        |
| Sensibilidad al formaldehído | Cumple                        |