



2000994200

MERCURIO (II) NITRATO 1-Hidrato p.a. (A.C.S.)



$Hg(NO_3)_2 \cdot H_2O$ | CAS [7783-34-8] | NC 2834,29,80 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $Hg(NO_3)_2 \cdot H_2O$

Usos Analíticos: Para preparación de estándares.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 342,62

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Se descompone.

Punto de Fusión: 70°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P280, P302 + P352, P304 + P340, P309 + P310

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H300, H310, H330, H373, H410

Mortal en caso de ingestión.

Mortal en contacto con la piel.

Mortal en caso de inhalación.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000994205	100 g	Vidrio	En stock
2000994203	25 g	Vidrio	En stock
2000994206	250 g	PEAD	En stock
2000994207	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 98,0%
Residuo después de la reducción	0,01%
Cloruro (Cl)	0,002%
Sulfato (SO4)	0,002%
Hierro (Fe)	0,001%