




2000994300

2,3,5 TRIFENILTETRAZOLIO CLORURO p.a.



$C_{19}H_{15}ClN_4$ | CAS [298-96-4] | NC 2933.99.90 | EINECS 206-071-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Rojo de Tetrazolio, TTZ, TTC

Fórmula de Hill: $C_{19}H_{15}ClN_4$

Usos Analíticos: Reactivo para la determinación de azúcares reductores.

Bibliografía: Merck Index 12.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 334,81

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 150 g/L a 25°C.

Solubilidad: 350 g/L a 25°C (etanol)

Punto de Fusión: 243°C (descomposición)

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/235-trifenil-tetrazolio-cloruro-p-a-9943-6rvoj/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P361, P305 + P351 + P338

Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000994302	10 g	Vidrio	En stock
2000994305	100 g	Vidrio	En stock
2000994303	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo color blanco-amarillo claro
Título	≥ 95,0%
Solubilidad en agua	Solución clara y completa
Sensibilidad como reductor de azúcares	Cumple
Pérdida por secado a 105°C	máx. 3,0%