



2000994500

AZUL DE HIDROXINAFTOL p.a. (A.C.S.)



$C_{20}H_{12}N_2O_{11}S_3Na_2$ | CAS [165660-27-5] | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 1-(2-Naphtholazo-3,6-disulfonic acid)-2-naphthol-4-sulfonic Acid, Disodium Salt

Fórmula de Hill: $C_{20}H_{12}N_2O_{11}S_3Na_2$

Usos Analíticos: Para determinación de Calcio.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 598,49

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H319

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000994502	10 g	Vidrio	En stock
2000994503	25 g	Vidrio	En stock
2000994501	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido azul oscuro a negro
Aptitud para la determinación de Calcio	Cumple