



2000995000

MAGNESIO METAL EN CINTA



Mg | CAS [7439-95-4] | NC 8104.90.00 | EINECS 231-104-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula Química: Mg

Fórmula de Hill: Mg

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 24,31

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 25°C

Solubilidad Acuosa: Insoluble en agua.

Punto de Fusión: 651°C

Punto de Ebullición: 1107°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P370 + P378, P402

En caso de incendio: Utilizar polvo extintor para metales.

Almacenar en un lugar seco.

Declaraciones de Peligro: H228, H260

Sólido inflamable.

En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000995003	25 g	Film (PE)	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Cintas color gris-plateado
Título	99,5%
Sustancias insolubles en HCl	0,05%
Plomo (Pb)	0,01%
Cobre (Cu)	0,005%
Hierro (Fe)	0,05%