



2000995200

ARSENICO (III) OXIDO p.a.



As₂O₃ | CAS [1327-53-3] | --- | EINECS 215-481-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Arsénico Trióxido, Acido Arsenioso Anhídrido, Anhídrido Arsenioso

Fórmula de Hill: As₂O₃

Usos Analíticos: Estándar reductométrico.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 197,84

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: En forma cristalina, 2 g en 100 mL a 20 °C; en forma amorfa, 3,3 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión: 655°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P264, P273, P280, P301 + P310, P305 + P351 + P338, P303 + P361 + P353, P308 + P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H300, H314, H350, H410

Mortal en caso de ingestión.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Puede provocar cáncer .

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000995204	50 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo casi blanco
Título	? 99,0%
Residuo después de ignición	0,05%
Cloruro (Cl)	0,005%
Hierro (Fe)	0,001%