



2000995400

CADMIO CLORURO 1-Hidrato p.a.

$CdCl_2.H_2O$ | CAS [35658-65-2] | NC 2827.39.90 | ---



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $CdCl_2.H_2O$

Usos Analíticos: Preparación de soluciones estándar.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 201,32

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Muy soluble

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P202, P273, P309 + P310

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H301, H330, H340, H350, H360, H372, H400, H410

Tóxico en caso de ingestión.

Mortal en caso de inhalación.

Puede provocar defectos genéticos .

Puede provocar cáncer .

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto .

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000995405	100 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título (como $CdCl_2$)	90,0-91,5%
Materia insoluble	0,005%
Sulfato (SO_4)	0,005%
Hierro (Fe)	5 ppm