



2000995700

SODIO DIETILDITIOCARBAMATO 3-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$C_5H_{10}NNaS_2 \cdot 3H_2O$ | CAS [20624-25-3] | NC 2930.20.00 | EINECS 205-710-6



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Dietilditiocarbámico Sal Sódica, Cupral, DDTC Sal Sódica

Fórmula de Hill: $C_5H_{10}NNaS_2 \cdot 3H_2O$

Usos Analíticos: Reactivo para cobre.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 225,31

Temperatura de Almacenaje: Temp. Almacenaje recomendada: 2-8°C

Solubilidad Acuosa: Totalmente soluble con una gradual descomposición.

Punto de Fusión: 94-96°C, después de secarse.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-dietilditiocarbamato-3-hidrato-p-a-a-c-s-9957-1kplh/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273

Evitar su liberación al medio ambiente.

Declaraciones de Peligro: H302, H400

Nocivo por ingestión Muy tóxico para los organismos acuáticos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000995705	100 g	PEAD	En stock
2000995706	250 g	PEAD	En stock
2000995704	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Sodio (como Na_2SO_4)	30,5-32,5%
Solubilidad en agua	Cumple
Sensibilidad al cobre	Cumple