



2000995800

MERCURIO (II) IODURO ROJO p.a. (A.C.S.)



Hgl₂ | CAS [7774-29-0] | NC 2827.60.00 | EINECS 231-873-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Mercurio Biyoduro

Fórmula de Hill: Hgl₂

Usos Analíticos: Para preparación de reactivo de Nessler.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 454,40

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Insoluble.

Punto de Fusión: 259°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/mercurio-ii-ioduro-rojo-p-a-a-c-s-9958-e5xgo/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P280, P302 + P352, P304 + P340, P309 + P310

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H300+H310+H330, H373, H410

Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000995805	100 g	Vidrio	En stock
2000995806	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido anaranjado a rojo
Título sobre base seca	? 99,0%
Solubilidad en ioduro de potasio	Cumple
Mercurio mercurioso (como Hg)	máx. 0,1%
Sales solubles de Mercurio (como Hg)	máx. 0,05%