



2000995900

ACIDO DL-MALICO p.a.



$C_4H_6O_5$ | CAS [617-48-1] | NC 2918.19.85 | EINECS 210-514-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido DL-Succinomálico, Acido DL-Pómico, Acido de Manzanas, Acido DL-Hidroxisuccínico, Acido DL-Hidroxibutanodioico

Fórmula de Hill: $C_4H_6O_5$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 134,09

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H319

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000995905	100 g	PEAD	En stock
2000995906	250 g	PEAD	En stock
2000995907	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a blanco apagado
Título	99,0-101,0%
Punto de fusión	128-132 °C
Apariencia de la solución	Cumple
Materia insoluble	0,1%
Agua	2,00%
Cenizas sulfúricas	0,1%