




2000996100

FLUORESCEINA SODICA (C.I. 45350) p.a.



$C_{20}H_{10}Na_2O_5$ | CAS [518-47-8] | NC 3204.12.00 | EINECS 208-253-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acid Yellow 73, Uranina

Fórmula de Hill: $C_{20}H_{10}Na_2O_5$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 376,30

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Inodoro.

Punto de Fusión:: 360°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/fluoresceina-sodica-c-i-45350-p-a-9961-y1e3d/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000996108	1 000 g	PEAD	En stock
2000996105	100 g	Vidrio	En stock
2000996103	25 g	Vidrio	En stock
2000996104	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo anaranjado a rojo
Título	90,0-102,0%
pH sol.(2%) a 25°C	7,0-9,0
Zinc (Zn)	Cumple
Pérdida por secado a 105°C	10,0%
Cloruro (Cl)	0,25%
Sulfato (SO4)	1,0%