



2000996300

MAGNESIO CARBONATO p.a. (Extra Liviano)



$MgCO_3$ | CAS [546-93-0] | --- | EINECS 208-915-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $MgCO_3$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 84,31

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/magnesio-carbonato-p-a-ext-liviano-9963-1nqcr/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000996308	1 000 g	Cuñete + PE	En stock
2000996306	250 g	PEAD	En stock
2000996307	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo blanco
Título (como MgO)	40,0-45,0%
Sustancias solubles en agua	1,0%
Sustancias insolubles en ácido acético	0,05%
Cloruro (Cl)	0,07%
Sulfato (SO ₄)	0,3%
Hierro (Fe)	0,02%
Metales pesados	20 ppm