



2000996400

MERCURIO (II) SULFATO p.a.



Imagen no disponible

HgO₄S | CAS [7783-35-9] | NC 2833.29.80 | EINECS 231-992-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Mercurio Bisulfato

Fórmula de Hill: HgO₄S

Usos Analíticos: Determinación de demanda química de oxígeno; catalizador para el método de Kjeldahl.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 296,65

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Se descompone en sal básica y ácido sulfúrico.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P280, P302 + P352, P304 + P340, P309 + P310

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H300+H310+H330, H373, H410

Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000996408	1 000 g	PEAD	En stock
2000996405	100 g	Vidrio	En stock
2000996403	25 g	Vidrio	En stock
2000996404	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 98,0%
Nitratos (NO ₃)	Cumple
Residuo después de la reducción	0,02%
Cloruro (Cl)	0,003%
Hierro (Fe)	0,005%
Mercurio (mercurioso)	0,15%