



2000996500

SODIO SELENITO (Anhidro) p.a.



Na_2SeO_3 | CAS [10102-18-8] | NC 2842.90.10 | EINECS 233-267-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: Na_2SeO_3

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 173,01

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-selenito-anhidro-p-a-9965-7gnub/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P273, P280, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H300, H330, H315, H317, H319, H411, EUH031

Mortal en caso de ingestión.

Mortal en caso de inhalación.

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000996505	100 g	Vidrio	En stock
2000996504	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Identificación	Cumple
Título	? 98,0%
Apariencia de la solución	Solución clara e incolora
pH (2% en agua) a 25°C	9,0-11,0
Cloruro (Cl)	máx. 50 ppm