



2000996600

SODIO TELURITO Purísimo



Na_2TeO_3 | CAS [10102-20-2] | NC 2842.90.90 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: Na_2TeO_3

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 221,58

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P280, P301 + P310, P311

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H301, H311, H331

Tóxico en caso de ingestión.

Tóxico en contacto con la piel.

Tóxico en caso de inhalación.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000996604	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a blanco apagado
Título	? 98,0%