



2000996700

SODIO METASILICATO 9-Hidrato Purísimo

$\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ | CAS [13517-24-3] | --- | EINECS 237-626-0



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 284,20

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Polvo, sólido blanco.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-metasilicato-9-hidrato-purissimo-9967-dxowa/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P260, P280, P310, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H290, H314, H318, H335

Puede ser corrosivo para los metales.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000996706	250 g	PEAD	En stock
2000996707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco a blanco apagado
Título	? 98,0%
Sulfato (SO4)	0,05%
Hierro (Fe)	0,005%
Metales pesados	0,001%
Pérdida por ignición (700°C)	50,0-60,0%