



2000996900

DIFENILCARBAZONA p.a. (A.C.S.)



$C_{13}H_{12}N_4O$ | CAS [538-62-5] | NC 2928.00.90 | EINECS 208-698-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Fenilazofórmico, 2-Fenilhidracida

Fórmula de Hill: $C_{13}H_{12}N_4O$

Usos Analíticos: Indicador.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 240,27

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Insoluble.

Punto de Fusión:: 154-161°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000996902	10 g	Vidrio	En stock
2000996903	25 g	Vidrio	En stock
2000996901	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido color anaranjado-amarronado
Solubilidad en acetona	Cumple
Sensibilidad	Cumple
Residuo después de ignición	máx. 0,1%