



2000997100

TRIETANOLAMINA p.a.



$C_6H_{15}NO_3$ | CAS [102-71-6] | NC 2922.13.10 | EINECS 203-049-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 2,2',2''-Nitrilotrietanol, TEA, Trolamina, Tris (2-Hidroxietil)Amina, 2,2',2''-Trihidroxitrietilamina

Fórmula de Hill: $C_6H_{15}NO_3$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 149,19

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Miscible.

Punto de Fusión: 21°C

Punto de Ebullición: 335-360°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000997108	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000997109	5 L	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso claro incoloro a levemente amarillento
Densidad relativa a 20°C	1,120-1,130
Índice de refracción (n 20/d)	1,482-1,485
Identificación	Cumple
Apariencia de la solución	Cumple
Título	99,0-103,0%
Agua	máx. 1,00%
Residuo después de ignición	máx. 0,1%