



2000997300

MERCURIO METAL BIDESTILADO p.a.



Hg | CAS [7439-97-6] | NC 2805.40.90 | EINECS 231-106-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: Hg

Usos Analíticos: Electrodos en polarografía.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 200,59

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 25°C

Solubilidad Acuosa: Insoluble.

Punto de Ebullición: 357°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P260, P273, P284, P310, P501

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar equipo de protección respiratoria.

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Declaraciones de Peligro: H330, H360D, H372, H410

Mortal en caso de inhalación.

Puede dañar al feto.

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000997305	100 g	Vidrio	En stock
2000997306	250 g	Vidrio	En stock
2000997307	500 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido móvil, pesado color gris plata
Título	? 99,0%