



2000997600

ALCOHOL BENCILICO p.a.



$C_7H_8O$  | CAS [100-51-6] | NC 2906.21.00 | EINECS 202-859-9

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** a -Hidroxitolueno, Bencenometanol, Fenilcarbinol

**Fórmula de Hill:**  $C_7H_8O$

**Usos Analíticos:** Preparación de alcóxidos.

**Bibliografía:** A.C.S. 10 th Ed.

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 108,14

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** 4 g en 10 mL a 20°C

**Punto de Inflamación:** 100°C

**Punto de Ebullición:** 205°C

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P271

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

**Declaraciones de Peligro:** H302, H332

Nocivo por ingestión Nocivo en caso de inhalación.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000997608 | 1 000 mL     | Vidrio          | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                       | Especificación           |
|--------------------------------|--------------------------|
| Aspecto                        | Líquido claro e incoloro |
| Título                         | ? 99,5%                  |
| Densidad (20°C)                | 1,043-1,049              |
| Índice de refracción a 20 °C   | 1,538-1,541              |
| Apariencia de la solución      | Cumple                   |
| Acidez                         | Cumple                   |
| Color (APHA)                   | 20                       |
| Índice de peróxidos            | 5                        |
| Residuo después de ignición    | 0,005%                   |
| Residuo después de evaporación | 0,05%                    |