



2000997900

CLORAMINA T 3-Hidrato p.a. (A.C.S.)



$C_7H_7ClNNaO_2S \cdot 3H_2O$ | CAS [127-65-1] | NC 2935.00.90 | EINECS 204-854-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_7H_7ClNNaO_2S \cdot 3H_2O$

Usos Analíticos: Para detección de bromatos y halógenos.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 281,69

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Pierde agua por desecación.

Solubilidad Acuosa: 14 g en 100 mL.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P301 + P330 + P331, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P309 + P310

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H302, H314, H334, EUH031

Nocivo por ingestión Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000997908	1 000 g	PEAD	En stock
2000997906	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	98,0-103,0%
pH 5% solución en 25°C	8,0-10,0
Claridad de la solución	Cumple
Sensibilidad determinación de bromuros	Cumple
Insoluble en alcohol	máx. 1,5%