



2000998200

CICLOHEXANONA p.a. (A.C.S.)



$C_6H_{10}O$  | CAS [108-94-1] | NC 2914.22.00 | EINECS 203-631-1

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Cetoexametileno, Pimelic Cetona

**Fórmula de Hill:**  $C_6H_{10}O$

**Usos Analíticos:** Solvente orgánico.

**Bibliografía:** A.C.S. 10th Ed.

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 98,14

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Punto de Ebullición:** 154-156°C

**Solubilidad Acuosa:** 5 g en 100 mL a 30°C

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**  

**Declaraciones de Peligro:** H226, H332

Líquidos y vapores inflamables.

Nocivo en caso de inhalación.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000998208 | 1 000 mL     | Vidrio          | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                       | Especificación |
|--------------------------------|----------------|
| Aspecto                        | Líquido claro  |
| Título                         | ? 99,0%        |
| Color (APHA)                   | 10             |
| Residuo después de evaporación | 0,05%          |
| Agua                           | 0,05%          |
| Solubilidad en agua            | Cumple         |
| Indice de refracción a 20 °C   | 1,448-1,452    |
| Densidad (20°C)                | 0,946-0,948    |