



2000998400

ETER MONOETILICO DEL ETILENGLICOL p.a.



$C_4H_{10}O_2$ | CAS [110-80-5] | NC 2909.44.00 | EINECS 203-804-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cellosolve, 2-Etoxietanol, Etilenglicol mono-Etil Eter, Etilglicol, Oxitol

Fórmula de Hill: $C_4H_{10}O_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 90,12

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión: -100°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/eter-monoetilico-del-etilenglicol-p-a-9984-f26x1/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P210, P302 + P352, P304 + P340, P308 + P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H226, H302, H312, H332, 361fd

Líquidos y vapores inflamables.

Nocivo por ingestión Nocivo en contacto con la piel.

Nocivo en caso de inhalación.

Se sospecha que perjudica la fertilidad.

Se sospecha que daña al feto.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000998408	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido incoloro
Densidad	0,930-0,933
Color (APHA)	máx. 10
Agua	máx. 0,20%