



2000998500

SODIO BROMURO p.a.



NaBr | CAS [7647-15-6] | NC 2827.51.00 | EINECS 231-599-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: NaBr

Usos Analíticos: Estándar en la cromatografía iónica.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 102,89

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Inodoro.

Solubilidad Acuosa:: 90 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión:: 755°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000998508	1 000 g	PEAD	En stock
2000998506	250 g	PEAD	En stock
2000998507	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 98,0%
pH 5% solución en 25°C	5,0-8,8
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,2%
Sulfato (SO4)	0,002%
Bario (Ba)	0,002%
Hierro (Fe)	5 ppm
Metales pesados	5 ppm
Magnesio (Mg)	0,001%
Potasio (K)	0,1%