



2000998700

SODIO ACETATO 3-Hidrato p.a.



$\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ | CAS [6131-90-4] | NC 2915.29.00 | EINECS 204-823-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Acético Sal Sódica

Fórmula Química: $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

Fórmula de Hill: $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Buffer.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 136,08

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Se deshidrata a 120 °C.

Solubilidad Acuosa: 125 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión: 58°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000998708	1 000 g	PEAD	En stock
2000998706	250 g	PEAD	En stock
2000998707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	99,0-101,0%
pH sol.(5%) a 25°C	7,5-9,2
Sustancias que reducen el permanganato	Cumple
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,001%
Sulfato (SO ₄)	0,002%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm
Magnesio (Mg)	0,002%
Potasio (K)	0,005%