



2000998800

SODIO METAPERIODATO p.a. (A.C.S.)



NaIO₄ | CAS [7790-28-5] | NC 2829.90.10 | EINECS 232-197-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio Peryodato, Sodio Metaperyodato, Sodio Periodato, Sodio Tetraoxoyodato(VII)

Fórmula de Hill: NaIO₄

Usos Analíticos: Para la determinación de manganeso.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 213,89

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Se descompone a 300°C .

Solubilidad Acuosa: 37 g en 100 mL a 50°C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P221

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles, compuestos de metales pesados, ácidos y alcalis.

Declaraciones de Peligro: H271

Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000998805	100 g	Vidrio	En stock
2000998806	250 g	PEAD	En stock
2000998804	50 g	Vidrio	En stock
2000998807	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino blanco
Título sobre base seca	99,8-100,3%
Halógenos libres (como Cl)	0,02%
Manganeso (Mn)	3 ppm