



2000999000

SODIO TUNGSTATO 2-Hidrato p.a. (A.C.S.)



$\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ | CAS [10213-10-2] | NC 2841.80.00 | EINECS 236-743-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio Wolframato

Fórmula de Hill: $\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Reactivo de análisis. Precipitante para alcaloides y proteínas en materiales biológicos.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 329,86

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Se deshidrata a 100°C.

Solubilidad Acuosa: 124 g en 100 mL a 100 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Declaraciones de Peligro: H302

Nocivo por ingestión

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000999005	100 g	Vidrio	En stock
2000999006	250 g	PEAD	En stock
2000999007	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco
Título	99,0-101,0%
Materia insoluble	0,01%
Base titulable	0,02 meq/g
Cloruro (Cl)	0,005%
Molibdeno (Mo)	0,001%
Sulfato (SO ₄)	0,01%
Metales pesados (como Pb)	0,001%