



2000999100

AZUL DE METILO (C.I.42780)

$C_{37}H_{27}N_3Na_2O_9S_3$ | CAS [28983-56-4] | --- | EINECS 249-352-9



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acid Blue 93

Fórmula de Hill: $C_{37}H_{27}N_3Na_2O_9S_3$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 799,8

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/azul-de-metilo-c-i-42780-9991-qkl7p/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H319, H335

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000999102	10 g	Vidrio	En stock
2000999101	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo marrón-violáceo oscuro
Solubilidad	Muy soluble en agua
? máx.	583-613 nm