



2000999200

ACIDO PROPIONICO p.a.



$C_3H_6O_2$ | CAS [79-09-4] | NC 2915.15.00 | EINECS 201-176-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Etilfórmico, Acido Metilacético, Acido Propanoico

Fórmula de Hill: $C_3H_6O_2$

Usos Analíticos: Acidificante en la Industria Farmacéutica y Alimentaria.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 74,08

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Miscible.

Punto de Ebullición: 141°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P280, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338, P308 + P310

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H226, H314, H335

Líquidos y vapores inflamables.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000999208	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000999207	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido
Título	≥ 99,0%
Densidad (20°C)	0,993-0,997
Residuo después de evaporación	0,01%
Color (APHA)	20