




2000999500

ACIDO NICOTINICO p.a.



$C_6H_5NO_2$ | CAS [59-67-6] | NC 2936.29.20 | EINECS 200-441-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Nysilpiridina 3 carboxílico, Acido 3-Piridincarboxílico, Niacina, Vitamina P.P.

Fórmula de Hill: $C_6H_5NO_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 123,11

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 18 g/L a 20 °C.

Punto de Fusión: 233-236°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H319

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000999505	100 g	PEAD	En stock
2000999506	250 g	PEAD	En stock
2000999507	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título sobre base seca	99,5-100,5%
Punto de fusión	233-236°C
Cloruro (Cl)	0,02%
Sulfato (SO ₄)	0,02%
Pérdida por secado a 105°C	1,0%
Residuo después de ignición	0,1%