



2000999600

ALUMINIO NITRATO 9-Hidrato p.a.

$AlN_3O_9 \cdot 9H_2O$ | CAS [7784-27-2] | NC 2834.29.80 | EINECS 236-751-8



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $AlN_3O_9 \cdot 9H_2O$

Usos Analíticos: Para soluciones estándar de metal. Para extracción de Uranio.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 375,13

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 64 g en 100 mL a 25 °C.

Punto de Fusión: 73°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P302 + P352, P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H272, H315, H319

Puede agravar un incendio; comburente.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000999608	1 000 g	PEAD	En stock
2000999606	250 g	PEAD	En stock
2000999607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido incoloro, delicuescente
Título	98,0-102,0%
Cloruro (Cl)	0,001%
Hierro (Fe)	0,002%
Magnesio (Mg)	0,001%
Potasio (K)	0,002%
Sodio (Na)	0,005%