

3162000001

OTRAS MARCAS

PINZA GRAEFE CURVA S/DIENTE x UN. (35-7007)

--- | --- | --- | ---



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Pinza oftálmica Graefe, Pinza de iris curva, Pinza micro-Graefe.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Pinza de disección curva, sin dientes, perfil estrecho con puntas ultra finas de 0.9 mm. Acero inoxidable quirúrgico.

Funciones: Manipulación de tejidos extremadamente finos; su diseño minimiza el trauma tisular y el riesgo de perforación.

Especialidades: Microcirugía y oftalmología.

Uso: Excelente para la manipulación y orientación de biopsias endoscópicas, oculares o muestras de piel pequeñas.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
3162000001	1 Unidad	Film (PE)	En stock